

<p>MODELL</p>	<p>Kompressionstherapie Power Q1000 Premium</p>	
<p>TECHNISCHE HAUPTMERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung 220-240 V 50/60 Hz • Verbrauch 53W • Zeit einstellbar von 5÷99 minuten • Der Druck in jeder Luftkammer kann einzeln eingestellt werden 0÷240 mmHg ±20% • Graphisches Display LCD • 6 Programme • 9 Geschwindigkeitsstufen des Luftstroms • 6 wählbare Zeitintervalle • Gewicht 2 Kg 		
<p>Geeignet und empfohlen bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lymphödem • Lähmung der Gliedmaßen • Kompression bei passivem Venenleiden • Gelenkrheumatismus • Drainage des Arms nach Brustamputation • Die Behandlung von Hämatomen nach Operationen • Behandlung von Cellulite im Anfangsstadium • Prophylaxe von postoperativen Venenthrombosen 		
<p>Ein neues Drucktherapiegerät mit 4 Druckkammern, das sich sehr gut zum häuslichen Gebrauch eignet und hochwertige Leistungsmerkmale aufweist:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Druck in jeder Luftkammer kann einzeln eingestellt werden • Speicherung der eingestellten Parameter • 9 Geschwindigkeitsstufen des Luftstroms (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sek) • 6 wählbare Zeitintervalle (5,10,15,20,25,30 sek) • 6 verschiedene Arten des Druckaufbaus in den Luftkammern (mode A₁, mode A₂, mode B, mode C, mode D, mode E(A₁+C)) 		
		
<p>Power Q1000 Premium fördert, dank des stetigen Druckaufbaus und Druckabbaus, die Durchblutung der verschiedenen Körperteile und erhöht den Druck im Muskelgewebe, er erweist sich daher bei der Therapiebehandlung von Ödemen und anderen Krankheitsbildern der oberen und unteren Extremitäten als unerlässlich.</p>		

Power Q1000 Premium ist in 5 verschiedenen Versionen erhältlich, je nach Grundausstattung, um allen Behandlungsanforderungen zu entsprechen.

- POWER Q1000 Premium TOT – Apparat einschließlich Gehäuse, doppelte Leggings, Verbindungsschlauch mit 2 Kabelverzweigungen, zwei plantare Drucksohlen, Verbindungsschlauch mit 1 Kabelverzweigung, Armband, Bauchbinde, Adapter für die gleichzeitige Therapie beider Leggings und Bauchbinde.
- POWER Q1000 Premium LEG2-ABD – Apparat einschließlich Gehäuse, Bauchbinde, Verbindungsschlauch mit 1 Kabelverzweigung, doppelte Leggings, Verbindungsschlauch mit 2 Kabelverzweigungen, Adapter für die gleichzeitige Therapie beider Leggings und Bauchbinde.
- POWER Q1000 Premium LEG2 – Apparat einschließlich Gehäuse, doppelte Leggings, Verbindungsschlauch mit 2 Kabelverzweigungen, zwei plantare Drucksohlen.
- POWER Q1000 Premium LEG1 – Apparat einschließlich Gehäuse, einfache Leggings, Verbindungsschläuche mit 1 Kabelverzweigung.
- POWER Q1000 Premium ARM1 – Apparat einschließlich Gehäuse, Armband, Verbindungsschlauch mit 1 Kabelverzweigung.

Als Zubehör erhältlich sind sowohl die Erweiterungen der Beinmanschetten für Beine von großem Umfang, als auch der Adapter zur Simultantherapie auf 2 Beinmanschette und der Bauchmanschette.

Abmessungen des Zubehörs

Legging

- *Länge: circa 76 cm (von der oberen Extremität bis zur Ferse)*
- *Umfang Oberschenkel: circa 65 cm*
- *Umfang Fußgelenk : circa 38 cm*

Armband

- *Länge: circa 86 cm*
- *Umfang Bizeps: circa 50 cm*
- *Umfang am Handgelenk: circa 36 cm*

Bauchband

- *Länge: circa 136 cm*
- *Höhe: circa 46 cm*
- *Taillenumfang: circa 55-110 (small) o 80-125 (large)*

Power Q1000 Premium ist ein medizinischer Apparat der Klasse IIa (CE1023 nach 93/42/EWG).